

液状流動食を半固形状にするなら

粘度調整食品タイプ

REF-P1 イージージョイント

順調な流動食摂取をサポートします。

REF-P1は流動食と合わせることで通常の食事を摂取した場合と

同様の形状となり、流動食に特有なトラブルを解決します。

新規格対応タイプ



REF-P1 イージージョイント

1 液状食品を“とろり”とした粘度に調整

流動食のようなカルシウム配合量の多い液状食品の粘度を調整します。多くの市販液状流動食への使用が可能です。

2 食物繊維の補給に

原料のペクチンは水溶性の食物繊維です。1袋(90g)で1.4gの食物繊維を補給できます。

3 水分補給に役立つ

1袋(90g)に約88mLの水分を配合しています。そのため、水分補給の手間が軽減されます。

使用方法

あらかじめ、「REF-P1」1袋(90g)を使用後、流動食のようなカルシウム配合量の多い液状食品(最大400mL)を使用すると、流動食を“とろり”とした粘度に調整できます。

開封方法



スパウトの根元を持ってください




透明キャップを『カチッ』と音がするまで左右どちらかに回してください



『カチッ』と音がしたら、さらにひねりながらキャップを取り外してください

取り外したキャップの上部にスパウト先端部があることを確認してからご使用ください。



- キャップを十分に回さずに、引き上げますと、開栓しないことがありますのでご注意ください。
- 開栓後はキャップをしても密閉されません。

栄養成分表示 (1袋90g当たり)

エネルギー	5 kcal
たんぱく質	0 g
脂質	0 g
炭水化物	2.0 g
糖質	0.5 g
食物繊維	1.4 g
食塩相当量	0.4 g
水分	87.7 g

■原材料名：ゲル化剤(ペクチン)、pH調整剤

■内容量・包装：90g×9袋×3箱/ケース

■賞味期限：製造日より300日

■保存方法：直射日光、高温多湿を避ける

【使用上の注意】 ▲静脈内へは絶対に注入しないでください。▲容器のまま電子レンジにかけないでください。●開栓後はお早めにご使用ください。●保存中にペクチン由来のオリ(沈殿物)が生じることがありますが、品質に問題はありませんので、よく振ってご使用ください。●医師、栄養士等の指導に従って使用してください。●体温程度に加熱するときは、開栓せず容器のままお湯に入れてください。●水分補給や流動食の希釈は流動食中のカルシウム濃度を下げ、「REF-P1」を使用しても、とろりとならなくなるので同時に行わないでください。

旧規格対応タイプはこちら



REF-P1 (イエロースパウト)

NUTRI: ニュートリー株式会社

お問い合わせ先 TEL.0120-219-038 <https://www.nutri.co.jp>

本社 / 〒510-0013 三重県四日市市富士町1-122

P18 2024年9月作成 ASP 63-0073



* 6 3 0 0 7 3 P 1 8 *